

Referencia: SOFM/BBG/apf
Fecha: 08/06/2026
Ref. AEMPS: NI PS 027_2026

Nota Informativa Productos Sanitarios 27/2026

LA AEMPS INFORMA DE UN RIESGO DE SUSPENSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE INSULINA EN DETERMINADAS BOMBAS MINIMED 780G

La Agencia Española de Medicamentos (AEMPS) avisa de un problema detectado en determinados modelos de la bomba de insulina MiniMed 780G con la versión de software 6.62 que podría provocar la suspensión de la administración de insulina.

Esta situación puede producirse cuando concurren simultáneamente las siguientes condiciones:

- ✓ Que la bomba se encuentre en modo SmartGuard,
- ✓ Que la lectura de glucosa del sensor sea superior a 400 mg/dL
- ✓ Que se utilice la calculadora de bolos para estimar una dosis de insulina.

En estas circunstancias, la bomba mostrará mensajes de error en la pantalla (error de la bomba 53/error 23) y activará una alarma. Si la persona usuaria no confirma la alarma en un plazo de 10 minutos, el dispositivo comenzará a vibrar y emitirá una alarma sonora al volumen máximo. Tras confirmar y borrar la alarma, la bomba se reiniciará; sin embargo, la administración de insulina permanecerá suspendida y en la pantalla de inicio aparecerá el mensaje «Reservorio y equipo». Si no se siguen las indicaciones que aparecen en la pantalla de la bomba, la administración de insulina no se reanudará.

Para solucionar este problema, es necesario actualizar el software del dispositivo a la versión 6.63.

Productos afectados

Bombas de insulina MiniMed 780G, modelos MMT-1886 y MMT-1896, con la versión de Software 6.62. Consulte el anexo para verificar los números de serie afectados.

Estas Bombas han sido distribuidas en nuestro país por: Medtronic Ibérica S.A. Calle de María de Portugal, 11 28050, Madrid 900 120 330

Información para personas usuarias

- ✓ Actualice el software de la bomba de insulina MiniMed™ 780G a la versión 6.63.
- ✓ Consulte la guía detallada de actualización del software de la bomba para facilitar el proceso de actualización.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 1 / 2
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2026/072760	Notificación	Solicitudes y remisiones generales		2026/0568150
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1	Jefa Servicio de Ordenación Farmaceutica y Medicamentos	Beatriz Barrio Garcia		08/06/2026 13:57:44
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: YJJT8CMDPGKYWK1	Dirección de verificación: https://www.larioja.org/verificacion		08/06/2026 13:57:57

- ✓ Si necesita ayuda para actualizar la aplicación MiniMed™ Mobile a la versión más reciente o el software de la bomba de insulina a la versión 6.63, o si tiene alguna pregunta sobre el proceso, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de MiniMed en el teléfono 900 120 330, opción 1.

Información para profesionales sanitarios

- ✓ Informe a las personas con diabetes que utilizan este producto del problema identificado y de las medidas que deben adoptar.

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de estos productos, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#)

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 2 / 2
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2026/072760	Notificación	Solicitudes y remisiones generales	2026/0568150	
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora	
1 Jefa Servicio de Ordenación Farmaceutica y Medicamentos	Beatriz Barrio Garcia		08/06/2026 13:57:44	
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE	por Gobierno de La Rioja con CSV:	YJJT8CMDPGKYWK1	Dirección de verificación:	https://www.larioja.org/verificacion
			08/06/2026 13:57:57	