

Referencia: SOFM/BBG/cam  
Fecha: 07/07/2026  
Ref. AEMPS: NI PS 030/2026

## Nota Informativa Productos Sanitarios 30/2026

### LA AEMPS INFORMA DE UN POSIBLE FALLO EN LA APLICACIÓN MINIMED GO PARA LA DIABETES QUE AFECTA AL FUNCIONAMIENTO DE LAS ALERTAS NOCTURNAS

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de la empresa:

**Medtronic Ibérica S.A.**  
Calle de María de Portugal, 11  
28050, Madrid  
900 120 330

de un problema en la opción “Ajustar día y noche” de la aplicación MiniMed Go que podría provocar que algunas alertas nocturnas no se activen correctamente.

MiniMed Go es una aplicación para dispositivos móviles diseñada para comunicarse y conectarse con sensores de monitorización continua de glucosa (MCG) compatibles y con la pluma de insulina inteligente InPen.

El motivo de la Nota Informativa es que cuando la opción «Ajustar día y noche» está desactivada, es posible que las alertas “Dosis omitida” y “Corregir glucosa alta” no se activen durante la noche. Como consecuencia, el paciente o la persona usuaria podría no recibir esas alertas y omitir la administración de insulina de acción rápida si no revisa manualmente los datos en la aplicación MiniMed Go. Esto, a su vez, podría retrasar el tratamiento y aumentar el riesgo de hiperglucemia.

Para solucionar este problema, es necesario actualizar la aplicación MiniMed Go a la versión 1.2.0 o superior.



| DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja. |         |                                                                                                                   |                     | Pág. 1 / 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Expediente                                                                                                                      | Tipo    | Procedimiento                                                                                                     | Nº Documento        |            |
| 00860-2026/084532                                                                                                               | Escrito | Solicitudes y remisiones generales                                                                                | 2026/0657809        |            |
| Cargo                                                                                                                           |         | Firmante / Observaciones                                                                                          | Fecha/hora          |            |
| 1 Jefa Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos                                                                       |         | Beatriz Barrio García                                                                                             | 07/07/2026 13:11:05 |            |
| 2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE                                                                                                      |         | por Gobierno de La Rioja con CSV: 7BUPFTOJ4NCEVOV Dirección de verificación: https://www.larioja.org/verificacion | 07/07/2026 13:11:08 |            |

La aplicación MiniMed Go está disponible para su descarga en Apple App Store y Google Play Store. Medtronic Ibérica está enviando una nota de aviso dirigida a pacientes y personas usuarias a través de un correo electrónico para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir

#### Productos afectados:

| NOMBRE DEL PRODUCTO | MODELO / Nº DE REFERENCIA (CFN) | VERSIÓN DEL SOFTWARE |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|
| MiniMed Go          | MMT-8600 (usuarios de iOS)      | 1.1.0                |
|                     | MMT-8601 (usuarios de Android)  |                      |

#### Información para pacientes y personas usuarias:

- Si utiliza un dispositivo iOS, actualice la aplicación Minimed Go a la versión 1.2.0. o superior:
  1. Abra App Store.
  2. Pulse el icono de su perfil en la parte superior de la pantalla.
  3. Desplácese por la pantalla hasta las actualizaciones pendientes.
  4. Pulse el botón de “Actualizar” que aparece junto al icono de la aplicación MiniMed Go.
- Si utiliza un dispositivo Android, actualice a la versión 1.2.0. o superior mediante Google Play Store:
  1. Abra Google Play Store.
  2. Pulse el icono de su perfil en la parte superior de la pantalla y seleccione “Gestionar apps y dispositivo”.
  3. Pulse “Actualizaciones disponibles” o busque la aplicación MiniMed Go.
  4. Pulse el botón de “Actualizar” que aparece junto al icono de la aplicación MiniMed Go.
- Si tiene alguna duda o necesita asistencia, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Medtronic en el teléfono 900 120 330 (opción 1).
- Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

#### Información para profesionales sanitarios:

- Informe a los pacientes y a las personas usuarias que utilicen la aplicación MiniMed Go sobre este fallo y recomiéndeles actualizarla a la versión 1.2.0 o superior.
- o Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del [portal NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

| DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja. |         |                                                   |                                                                                                                    | Pág. 2 / 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Expediente                                                                                                                      | Tipo    | Procedimiento                                     | Nº Documento                                                                                                       |            |
| 00860-2026/084532                                                                                                               | Escrito | Solicitudes y remisiones generales                | 2026/0657809                                                                                                       |            |
| Cargo                                                                                                                           |         | Firmante / Observaciones                          | Fecha/hora                                                                                                         |            |
| 1 Jefa Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos                                                                       |         | Beatriz Barrio García                             | 07/07/2026 13:11:05                                                                                                |            |
| 2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE                                                                                                      |         | por Gobierno de La Rioja con CSV: 7BUPFTOJ4NCEVOV | Dirección de verificación: <a href="https://www.larioja.org/verificacion">https://www.larioja.org/verificacion</a> |            |
|                                                                                                                                 |         |                                                   | 07/07/2026 13:11:08                                                                                                |            |

- Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del [portal NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

| DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE |                                                                            |                                    | en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja. | Pág. 3 / 3          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Expediente                         | Tipo                                                                       | Procedimiento                      |                                                                                               | Nº Documento        |
| 00860-2026/084532                  | Escrito                                                                    | Solicitudes y remisiones generales |                                                                                               | 2026/0657809        |
| Cargo                              |                                                                            | Firmante / Observaciones           | Fecha/hora                                                                                    |                     |
| 1                                  | Jefa Servicio de Ordenación Farmaceutica y Medicamentos                    | Beatriz Barrio García              | 07/07/2026 13:11:05                                                                           |                     |
| 2                                  | SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: 7BUPFTOJ4NCEVOV |                                    | Dirección de verificación: https://www.larioja.org/verificacion                               | 07/07/2026 13:11:08 |
|                                    |                                                                            |                                    |                                                                                               |                     |