

Referencia: SOFM/BBG/cam

Fecha: 17/03/2026

Ref. AEMPS: NI PS 13/2026

Nota Informativa Productos Sanitarios 13/2026**LA AEMPS INFORMA DE UN RIESGO RELACIONADO CON DETERMINADAS SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS QUIRUMED**

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través del fabricante Shenzhen Yattll Industry CO., LTD, China, de que en determinadas sillas de ruedas eléctricas de la marca Quirumed las patas delanteras podrían doblarse si el producto se utiliza fuera de las condiciones especificadas en las instrucciones de uso. Esto podría ocurrir por su uso en entornos no adecuados, como pendientes pronunciadas o superficies irregulares, o cuando se excede la capacidad de carga máxima. Si el producto no se utiliza según las instrucciones de uso, existe la posibilidad de que la estabilidad y/o rendimiento de la silla de rueda eléctrica se vea reducida.

El producto ha sido distribuido en España por:

Quirumed S.L.: Calle Corretger 115-117-119, Parque Empresarial Táctica 46980, Paterna (Comunidad Valenciana),
Teléfono: 963 05 21 66

La empresa está enviando una nota de aviso y un anexo con los nº de serie afectados dirigida a las personas usuarias a las que han suministrado los productos afectados para informar del problema detectado y de las acciones a seguir.

Productos afectados:

Nombre comercial	Modelo	UDI-DI	Nº de serie afectados
Quirumed—Camel Hope YE246	YE246	08435270743432	Ver anexo Números de serie afectados
Quirumed YE245C	YE245C	08435270774009	
Quirumed-YE245C-MAX	YE245C-MAX	08435270774528	
Quirumed-WLLC-1115	WLLC-1115	08435270742053	

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 1 / 2
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2026/035483	Escrito	Solicitudes y remisiones generales		2026/0272000
Cargo	Firmante / Observaciones			Fecha/hora
1 Jefa Servicio de Ordenación Farmaceutica y Medicamentos	Beatriz Barrio Garcia			17/03/2026 12:07:21
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE	por Gobierno de La Rioja con CSV: SSES8HWOG0BIEFS Dirección de verificación: https://www.larioja.org/verificacion			17/03/2026 12:07:24



Información para usuarios:

- Compruebe si el número de serie de su silla de ruedas está afectado por este problema. Si dispone de alguno de los productos afectados, lea con atención la nota de aviso de la empresa.
- Asegúrese de seguir las instrucciones de uso actualizadas, siguiendo las condiciones de uso en interiores y en aceras o pavimentos bien mantenidos.
- No utilice la silla de ruedas en pendientes pronunciadas ni terrenos irregulares, ni exceda la capacidad de carga máxima recomendada.
- Contacte con el distribuidor o fabricante si tiene cualquier duda o consulta

Información para ortopedias:

- Compruebe si dispone de los números de serie afectados o si ha distribuido alguno de estos modelos y números de serie a personas usuarias.
- Póngase en contacto con las personas usuarias a las que suministró las sillas de ruedas eléctricas afectadas y proporciónelas la nota de aviso.

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE				en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.		Pág. 2 / 2
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento		
00860-2026/035483	Escrito	Solicitudes y remisiones generales		2026/0272000		
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora		
1 Jefa Servicio de Ordenación Farmaceutica y Medicamentos		Beatriz Barrio García		17/03/2026 12:07:21		
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE		por Gobierno de La Rioja con CSV: SSES8HWOG0BIEFS		Dirección de verificación: https://www.larioja.org/verificacion		17/03/2026 12:07:24